



本产品仅供科研使用,请勿用  
于临床诊断及其它用途

# 小鼠白细胞介素 5(IL-5) 酶联免疫吸附测定试剂盒

## Mouse IL-5 ELISA Kit

本产品冰袋运输; 保存于 4 °C (其中 **标准品** 需保存于 -20 °C), 保质期 6 个月; **标准品** 如存放于 4 °C, 1~2 周内有效。

### 货号规格

HJ181 96次

### 产品特点

- **高灵敏度**——多次重复结果表明, 最小检出量为 14.8 pg/mL;
- **高特异性**——与小鼠 GM-CSF、IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-1ra、IL-2、IL-3、IL-4 及人 IL-5 均无交叉反应;
- **重复性好**——板内, 板间变异系数均小于 10%。

### 产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中小鼠白细胞介素 5(IL-5) 的浓度。小鼠 IL-5 捕获抗体已经预包被于酶标板上, 当加入样品或标准品时, 其中的小鼠 IL-5 会与捕获抗体结合, 而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着, 再加入生物素化的抗小鼠 IL-5 抗体后, 抗小鼠 IL-5 抗体与小鼠 IL-5 接合, 形成夹心的免疫复合物, 其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的亲合素, 生物素与亲合素特异性结合, 这样亲合素上标记的 HRP 就与夹心的免疫复合物连接起来, 而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂, 若样品中存在小鼠 IL-5, 则会形成免疫复合物, 其上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质, 而后加入终止液, 最终产物呈黄色。通过酶标仪检测, 读其 450 nm 处的 OD 值, 小鼠 IL-5 浓度与 OD450 值之间呈正比, 通过检测标准品绘制标准曲线, 对照未知样品中 OD 值, 即可计算出样品中小鼠 IL-5 浓度。

### 背景简介

白细胞介素 5(IL-5) 属于 α螺旋细胞因子家族, 该家族包括 IL-3、IL-5、GM-CSF 等, 与该家族其它因子不同的是, IL-5 必须是二聚体才会有生物活性。IL-5 由 T 细胞产生, 小鼠 IL-5 蛋白有 133 个氨基酸构成。

IL-5 能够强烈刺激嗜酸性粒细胞的分化和活化, 同时 IL-5 还能刺激胸腺细胞产生细胞毒 T 细胞。

### 产品内容

组分	体积或数量
小鼠 IL-5 预包被板	12 条
样品分析缓冲液	5 mL
标准品稀释液(5×)	10 mL
小鼠 IL-5 标准品	≥2 支(冻干)
小鼠 IL-5 生物素化抗体	10 mL
HRP 标记的亲和素	10 mL
浓缩洗涤液(20×)	30 mL
显色剂 TMB	10 mL
终止液	5 mL
封板胶纸	3 张

## 操作步骤

### ◆ 样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法：
  - A. 细胞上清：将细胞培养上清液  $100\sim500\times g$  离心 5 min，去除悬浮物后即可；
  - B. 血清样品：将全血在室温下静置 0.5~2 h，待其自然凝固并析出血清后，离心取黄色上清即可 ( $4^{\circ}\text{C}$ ,  $1,000\sim2,000\times g$ , 10 min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血清需置于冰上待用，请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂；
  - C. 血浆样品：使用 EDTA 对全血进行抗凝处理后，混合均匀置于冰上，离心取黄色上清即可 ( $4^{\circ}\text{C}$ ,  $1,000\sim2,000\times g$ , 10 min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血浆需置于冰上待用；

注意：① 小鼠血清或血浆样品请用 **样品分析缓冲液** 做倍比稀释后再检测；

- ② 若待测样品无法及时检测，样品制备完成后，请分装冻存于  $-20^{\circ}\text{C}$ ，避免反复冻融；  
③ 请保证待测样品清澈透明，检测前如发现样品中有悬浮物，需通过离心去除；  
④ 为了保证检测结果准确，请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

### ◆ 检测准备工作

2. 试剂盒自冰箱取出后，请置于室温平衡 20 min；检测完成后，剩余试剂请及时置于  $4^{\circ}\text{C}$  保存；
3. 将 **浓缩洗涤液(20×)** 用双蒸水或去离子水稀释为  $1\times$  洗涤液；
4. 将 **标准品稀释液(5×)** 用双蒸水或去离子水稀释为  $1\times$  标准品稀释液；
5. 按标准品标签上注明的复溶体积，用  $1\times$  标准品稀释液复溶使标准品终浓度达到  $1,000\text{ pg/mL}$ ，室温操作，请严格控制在  $25\sim28^{\circ}\text{C}$ ，静置 15~20 min 后轻轻混悬，用移液器吹打数次，使其彻底溶解，然后按下表用  $1\times$  标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中。(最高浓度为  $1,000\text{ pg/mL}$ ，将  $1\times$  标准品稀释液作为浓度  $0\text{ pg/mL}$ 。)

管号	稀释液用量 ( $\mu\text{L}$ )	复溶后标准品用量 ( $\mu\text{L}$ )	标准品的最终浓度 ( $\text{pg/mL}$ )
A	0	250	1,000
B	250	250	500
C	250	250(从 B 管中取)	250
D	250	250(从 C 管中取)	125
E	250	250(从 D 管中取)	62.5
F	250	250(从 E 管中取)	31.25
G	250	0	0

注意：标准品复溶加样后，剩余部份请丢弃。

### ◆ 检测流程

6. 通过计算确定一次实验所需的板条数，取出所需板条放置于框架内，多余的板条请放回铝箔袋密封，保存于  $4^{\circ}\text{C}$ ；  

注意：① 标准品和样品建议做双复孔检测；  
② 建议设置本底校正孔，即空白孔，只加入相应体积的 **显色剂 TMB** 和 **终止液** 即可；  
③ 每次实验均需绘制标准曲线。
7. 将样品和不同浓度标准品 ( $100\mu\text{L}/\text{孔}$ ) 分别加入相应孔中，用封板胶纸封住反应孔，室温孵育 120 min。细胞上清样品一般可直接进行检测，如超过试剂盒的检测范围，可用  $1\times$  标准品稀释液进行相应稀释；对于血清或血浆样品，可先在孔中加入  $50\mu\text{L}$  **样品分析缓冲液**，接着加入  $50\mu\text{L}$  样品，如超出



本产品仅供科研使用,请勿用  
于临床诊断及其它用途

检测范围,可先加入 50 μL **样品分析缓冲液**,接着加入 50 μL 用 1×标准品稀释液稀释后的样品,再进行检测,请注意记录好样品的稀释倍数;

**注意:** ①请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度,若其大于或小于本试剂盒的最高或最低标准品浓度,请将样品适当稀释或浓缩后再进行检测;

②整个加样过程不宜超过 10min,否则可能会影响检测结果。

8. 洗板 5 次,每孔 1×洗涤液用量为 300 μL,注入与吸出间隔 15~30s,洗完后将板倒扣在厚吸水纸上拍干;

**注意:** 洗涤过程至关重要,洗涤不充分会导致结果产生较大误差。

9. 加入 **小鼠 IL-5 生物素化抗体**(100 μL/孔,无需稀释)。用封板胶纸封住反应孔,室温孵育 60 min;

**注意:** 检测血清和血浆样品时,检测抗体的孵育时间应适当延长。

10. 洗板 5 次,方法同步骤 8;

11. 加入 **HRP 标记的亲和素**(100 μL/孔,无需稀释)。用封板胶纸封住反应孔,避光室温孵育 20 min;

12. 洗板 5 次,方法同步骤 8;

13. 加入 **显色剂 TMB**(100 μL/孔),避光室温孵育 10~20 min;

**注意:** 在保存和使用时,请勿将 TMB 接触氧化剂和金属。

14. 加入 **终止液**(50 μL/孔),混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450,同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长,即可计算得到校正吸光度值(OD450-OD540 或 OD450-OD570);

**注意:** 读取 OD 值建议在 10 min 内完成。

#### ◆ 数据分析


15. 绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标,OD 值作纵坐标,利用计算机软件作四参数逻辑(4-PL)曲线拟合创建标准曲线,通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。

**注意:** ①复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效,复孔 OD 值取平均后可作为测量值;

②每个标准品或样品的 OD 值应减去本底校正孔的 OD 值;

③若样品 OD 值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数。

#### ◆ 标准曲线范例



**注意:** 本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

#### 注意事项

1. **浓缩洗涤液** 低温情况下可能会出现结晶,请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
3. 加样过程请避免产生气泡,实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀,否则会使结果产生较大误差;
4. 说明书中提到的室温条件,请严格控制在 25~28°C;
5. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
6. 本产品仅限科研使用。

版本号: 21C24