

Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液速溶颗粒

Tris-Glycine-SDS

本产品常温运输；常温保存，保质期36个月。

货号规格

货号	规格
TF101	1 L × 20

产品简介

本产品为白色或淡黄色速溶颗粒，其主要成分为Tris、甘氨酸和SDS，每袋速溶颗粒可配制1 L 1×Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液，其中含有25 mM Tris、192 mM甘氨酸和0.1% SDS。

操作步骤

1. 将大约600 mL蒸馏水倒入烧杯，并向其中缓慢加入1袋Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
2. 向步骤1所得溶液中加入蒸馏水，定容至1 L，即为1×Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。



本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其它用途
技术支持: 400-0588-030 info@epizyme.cn