

# His-Tag兔多克隆抗体

His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20°C保存12个月。

## 货号规格

货号	规格
LF308	100 $\mu$ L
LF308S	20 $\mu$ L

## 产品简介

本抗体为兔多克隆抗体,可高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端和内部的六个连续组氨酸标签,而不受邻近氨基酸组成的影响,可用于检测各种表达载体表达的 His-Tag 融合蛋白。

**缓冲液** 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol


**防腐剂** 0.02% sodium azide

**应用范围** Western Blot(WB)

**推荐浓度** (最适浓度需根据具体情况调试)  
1:5,000 for Western Blot

## 注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



His-Tag 兔多克隆抗体检测 1  $\mu$ g His 融合蛋白  
Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】