

GST-Tag兔多克隆抗体

GST-Tag Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20°C保存12个月。

货号规格

货号	规格
LF306	100 μ L
LF306S	20 μ L

产品简介

本抗体为高纯度的兔多克隆抗体,与 GST 结构域具有高亲和性,可灵敏特异地检测各种 GST 编码载体表达的 GST-Tag 融合蛋白。

缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol


防腐剂 0.02% sodium azide

应用范围 Western Blot(WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:5,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



GST-Tag 兔多克隆抗体检测 0.5 μ g GST 融合蛋白
Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】