

GST-Tag鼠单克隆抗体

GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20°C保存12个月。

货号规格

货号	规格
LF305	100 μ L
LF305S	20 μ L

产品简介


本抗体为高纯度的鼠单克隆抗体，与 GST 结构域具有高亲和性，可灵敏特异地检测各种 GST 编码载体表达的 GST-Tag 融合蛋白。

克隆号 6D2
缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防腐剂 0.02% sodium azide
应用范围 Western Blot(WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:5,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



GST-Tag 鼠单克隆抗体检测 0.5 μ g GST 融合蛋白
Western Blot 结果【1:5,000(1)、1:10,000(2)】