

BIOTIN标记二抗，山羊抗小鼠/兔IgG

Goat Anti-Mouse/Rabbit IgG(H+L), Biotin Conjugated

本产品冰袋运输；-20°C保存24个月。

货号规格

货号	规格
LF103	100 μL Biotin标记山羊抗小鼠IgG
LF104	100 μL Biotin标记山羊抗兔IgG

产品介绍

生物素 (Biotin) 与链霉亲和素 (Streptavidin, SA) 具有极高的亲和力，反应呈高度专一性。每个链霉亲和素分子具有 4 个生物素分子结合位点，因此，链霉亲和素可同时以多价形式结合生物素。生物素化的抗体与辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶标记的链霉亲和素联合使用，将检测信号级联放大，最后通过显色反应或化学发光可检测到微量蛋白。本产品为生物素标记的经亲和纯化的山羊抗体，特异识别小鼠 / 兔 IgG(H+L)，检测灵敏度高，本底低，对其它种属 IgG 无明显交叉反应，可用于 Western Blot、ELISA、免疫组化、免疫荧光和流式细胞分析检测。

免疫原	小鼠 / 兔 IgG
缓冲液	10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
稳定剂	0.5% BSA(IgG-free and protease-free)
防腐剂	0.1% sodium thimerosal
推荐浓度	Inmunohisto/cytochemistry: 1:500~1:1,000; ELISA and Western Blot with chromogenic substrates: 1:5,000~1:10,000; Western Blot with ECL substrates: 1:5,000~1:10,000。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。



雅酶®

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其它用途
技术支持：400-058-8030 info@epizyme.cn