

HRP标记二抗，山羊抗小鼠/兔IgG

Goat Anti-Mouse/Rabbit IgG(H+L), HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20°C保存24个月。

货号规格

货号	规格
LF101	100 μ L HRP标记山羊抗小鼠IgG
LF102	100 μ L HRP标记山羊抗兔IgG

产品介绍

HRP(Horseradish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶,可以催化 DAB、TMB 等底物显色或催化 ECL 等化学发光试剂产生化学反应而发光。本产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的山羊抗体, 特异识别小鼠 / 兔 IgG(H+L), 检测灵敏度高, 本底低, 对其它种属 IgG 无明显交叉反应, 可用于 Western Blot、ELISA 和免疫组化检测。

免疫原	小鼠 / 兔 IgG
缓冲液	10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
稳定剂	10 mg/mL BSA(IgG-free and protease-free)
防腐剂	0.05% sodium thimerosal
推荐浓度	Immunohisto/cytochemistry: 1:200~1:1,000; ELISA and Western Blot with chromogenic substrates: 1:1,000~1:4,000; Western Blot with ECL substrates: 1:2,000~1:10,000。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

