

TBS/Tween缓冲液速溶颗粒

TBST

本产品常温运输；常温保存，保质期36个月。

货号规格

货号	规格
TF103	1 L × 20

产品简介

本产品为白色或类白色速溶颗粒，其主要成分为氯化钠、氯化钾、Tris和Tween-20，每袋速溶颗粒可配制1 L 1×TBST缓冲液，其中含有137 mM氯化钠、2.7 mM氯化钾、25 mM Tris和0.05% Tween-20。

操作步骤

1. 将大约600 mL蒸馏水倒入烧杯，并向其中缓慢加入1袋TBS/Tween缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
2. 向步骤1所得溶液中加入蒸馏水，定容至1 L，即为1×TBS/Tween缓冲液。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。

