

Tris/MOPS/SDS电泳缓冲液速溶颗粒

Tris-MOPS-SDS

本产品常温运输；常温保存，保质期36个月。

货号规格

货号	规格
TF104	500 mL × 20

产品简介

本产品为白色或淡黄色速溶颗粒，其主要成分为Tris、MOPS、EDTA和SDS，每袋速溶颗粒可配制500 mL 1×Tris/MOPS/SDS电泳缓冲液，其中含有50 mM Tris、50 mM MOPS、1 mM EDTA和0.1% SDS。

操作步骤

1. 将大约 300 mL 蒸馏水倒入烧杯，并向其中缓慢加入 1 袋 Tris/MOPS/SDS 电泳缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
2. 向步骤 1 所得溶液中加入蒸馏水，定容至 500 mL，即为 1×Tris/MOPS/SDS 电泳缓冲液。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。

