

# TBS/Tween缓冲液(10×)

TBS/Tween Buffer(10×)

本产品常温运输；保存于室温，保质期 12个月。

## 货号规格

货号	规格
PS103	5 L
PS103S	500 mL

## 产品特点

- 操作方便** — 大容量水立方包装, 自带水龙头, 取用方便;
- 超高性价比** — 是目前市场上性价比非常高的常用缓冲液。

## TBS/Tween缓冲液(1×)的配制方法

**1000 mL TBS/Tween 缓冲液 (1×):**  
100 mL TBS/Tween 缓冲液 (10×) + 900 mL 去离子水

## 注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。

