

HRP标记 β -actin鼠单克隆抗体

β -actin Mouse Monoclonal Antibody, HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20°C保存12个月。

货号规格

货号	规格
LF201-HRP	100 μ L
LF201S-HRP	20 μ L

产品简介

本产品为 HRP 标记的鼠单克隆抗体, β -actin 的抗体是研究其在细胞内的分布和细胞骨架的有力工具。 β -actin 是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质,也是肌肉细丝及细胞骨架微丝的主要成分。它分布广泛,分子量为 42~43 kDa,具有高度保守性,在细胞中的表达相对稳定,因此常被用于校正系统的内参。

克隆号 23L215B7

缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol

防腐剂 0.1% Proclin-300

应用种属 人、大鼠、小鼠、猴、狗、鸡、仓鼠、兔、猪、绵羊

应用范围 Western Blot(WB)、Immunohistochemistry(IHC)、Immunofluorescence(IF)、ELISA


推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)

Western Blot: 1:1,000~1:10,000

ELISA: 1:5,000~1:10,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



Western Blot analysis of β -actin expression in cell line of HeLa. Lysates at 20 μ g per lane. HRP labeled β -actin Mouse Monoclonal Antibody was used as the primary antibody (1:5,000). Chemiluminescent detection was performed using Omni-ECL™ Femto Light Chemiluminescence Kit (SQ201).