

Omni-ECL™**超灵敏化学发光检测试剂盒（飞克级）**

Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒是一款非放射性的化学发光系统，可用于检测结合到膜上的蛋白所偶联的辣根过氧化物酶（HRP）的活性。本产品包括增强的鲁米诺底物及稳定的过氧化物体系，能检测低至飞克级的微量蛋白，适用于常规Western Blotting的化学发光。





- **超凡的灵敏度** — **飞克级**的抗原检测；抗体用量减半，仍可获得极佳的结果
- **卓越的持久性** — 信号输出可长达**8小时**
- **极佳的性价比** — 真正做到飞克级品质，皮克级价格
- **出色的稳定性** — -4℃稳定保存一年，室温可长达6个月

品牌	货号	名称	规格	价格
雅酶 (Epizyme)	SQ201	Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒	100ML	798
雅酶 (Epizyme)		Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒	100ML×6	3990

现在上爱生物商城（www.aibio.cn）订购，更有想象不到的惊喜喔！

Omni-ECL™ 超灵敏化学发光检测试剂盒上市前，已通过数十家实验室试用检测，实验表现极佳！请放心购买和使用。



	5s	1min	2min
Millipore (WBKLS0500)			
Thermo (32106)			
雅酶 SQ201			
Thermo (34094)			

实验条件:

显色曝光时间: 5s, 15s, 35s, 1min, 2min

从左到右上样量: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1微升, 总蛋白含量1.5微克/微升

样本: 小鼠肌肉组织

一抗: CA3;

品牌: Proteintech; 货号: 15197-1-AP; 稀释比: 1:3000

二抗: HRP-labeled Goat Anti-Rabbit IgG (H+L);

品牌: 雅酶; 货号: LF102; 稀释比: 1:5000

结论: 本产品信号强度优于Millipore ECL (WBKLS0500) 以及 Pierce ECL Western Blotting Substrate (32106), 与 SuperSignalTM West Femo Substrate Trial Kit (34094) 灵敏度相当。