

Omni-PAGE™ 预制胶快速DIY试剂盒

PAGE胶配置太花时间?
忙的时候没时间配?
闲的时候配的胶存放不久?
预制胶又太贵?!

现在开始

您可以自己配置预制胶了
方便快捷, 最快2分钟搞定
无TEMED添加, 无毒无味
配好的胶, 可以存放一年
想什么时候用就什么时候用

闲的时候配配胶
忙的时候直接用
又方便又省钱
您的高效率科研不二之选!

产品特点

- 快速制备凝胶——最少只需 2min 的动手操作时间即可灌制多块凝胶, 无需计算所需溶液量, 无需稀释。
- 凝胶保质期长——凝胶灌制后在充分保湿条件下, 可于 4℃ 保存一年。
- 凝胶缓冲液相同——凝胶的分离胶和浓缩胶为同一种缓冲液。
- 避免操作有毒及异味的试剂——无需使用 TEMED, 避免恶臭气味。

品牌	货号	名称	规格	价格
雅酶 (EpiZyme)	LK100	Omni-PAGE™ 预制胶快速DIY试剂盒 (6%)	125gel (0.75mm)	338
雅酶 (EpiZyme)	LK101	Omni-PAGE™ 预制胶快速DIY试剂盒 (7.5%)	125gel (0.75mm)	338
雅酶 (EpiZyme)	LK102	Omni-PAGE™ 预制胶快速DIY试剂盒 (10%)	125gel (0.75mm)	338
雅酶 (EpiZyme)	LK103	Omni-PAGE™ 预制胶快速DIY试剂盒 (12.5%)	125gel (0.75mm)	338
雅酶 (EpiZyme)	LK104	Omni-PAGE™ 预制胶快速DIY试剂盒 (15%)	125gel (0.75mm)	338

