

即用型 LB 液体培养基

Ready-to-use LB Liquid Culture Medium

本产品常温运输: 保存于4℃, 保质期 12 个月。

货号规格

BML003	500mL (氨苄抗生素)
BML004	500mL (卡那抗生素)

产品特点

-  **超长保质期**——本品独有的新型抗生素在培养基中的保质期可长达一年, 而传统抗生素在细菌培养基中的活性维持时间极短, 只能现加现用;
-  **方便快捷**——避免大量培养基配制和使用前逐支添加抗生素等繁琐操作。

产品说明

本产品为预添加抗生素的即用型LB液体培养基, 经伽马射线灭菌, 即取即用。所添加的新型抗生素保质期(4℃)长达1年。可用于克隆筛选、质粒制备和蛋白表达等各种需要细菌培养的实验。

产品成分

本培养基为标准LB配方, 含以下成分: 1%胰蛋白胨, 0.5%酵母提取物, 1% NaCl;
BML003 中氨苄抗生素浓度为100µg/mL;
BML004 中卡那抗生素浓度为50µg/mL。

注意事项

1. BML003 略带微量晶体状沉淀, 此为纳米微晶体抗生素颗粒, 为正常现象;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

版本号: 19L18