

蛋白上样缓冲液(变性, 非还原型, 5×) Protein Sample Loading Buffer (Denaturing, non-Reducing, 5×)

本产品常温运输; 保存于-20℃, 保质期 12 个月。

货号规格

LT103 5mL×2

产品简介

本品是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本产品中含有变性试剂, 但是不含DTT、巯基乙醇等还原剂。可以用于常规的变性非还原型聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)蛋白样品的上样。

使用说明

1. 使用时, 在蛋白质样品中加入1/4体积本产品, 混匀;
2. 直接上样到PAGE胶加样孔内即可, 电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

版本号: 20B10