

GAPDH兔多克隆抗体

GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody

本产品冰袋运输: -20°C 保存 12 个月。

货号规格

LF206 100 μL

产品简介

本抗体为兔多克隆抗体。GAPDH (甘油醛-3-磷酸脱氢酶) 是参与糖酵解的一种关键酶, 由 4 个 36kDa 的亚基组成。除参与糖酵解外, 有证据表明哺乳动物细胞中的 GAPDH 参与了多种胞内生化过程, 包括膜融合(membrane fusion)、微管成束(microtubule bundling)、磷酸转移酶(phosphotransferase) 激活、核内 RNA 出核、DNA 复制与 DNA 修复等。GAPDH 蛋白几乎在所有组织中都高水平表达, 常用于 Western Blot 检测中校正系统的内参。

缓冲液 10mM PBS, pH7.4, 50% glycerol

防腐剂 0.02% sodium azide

应用种属 人、大鼠、小鼠、猴、鸡、仓鼠、绵羊、非洲爪蟾

应用范围 Western Blot (WB)、Immunohistochemistry (IHC)


推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)

1:3,000 for Western Blot;

1:200 for Immunohistochemistry。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



GAPDH 兔多克隆抗体检测 293T 细胞 (1)、大鼠脑组织 (2)、NIH 3T3 细胞 (3)、绵羊肌肉组织 (4) 和兔睾丸 (5) 总蛋白样品 Western Blot 结果 (1:20,000)

版本号: 19L18