

## 细胞房除菌剂 Cell Culture Room Cleaner

本产品常温运输；常温阴凉处保存，保质期 18 个月。

### 货号规格

CX101 500mL

### 产品特点

- CL广谱高效**——专门用于细胞房及实验室内，5min 即可清除细菌、真菌及支原体等微生物污染，不会出现耐药性等问题；
- CL安全性高**——无刺激无腐蚀，不挥发，7~10 天即可完全降解，小鼠及家兔皮肤刺激实验无任何不良反应；
- CL使用方便**——直接喷洒即可，省时省力。

### 产品简介

CX101 主要成分为阳离子多肽类抗菌素，专门用于清除细胞房中细菌、真菌、支原体等微生物。由于其作用机理是物理机械性打破菌体细胞壁并抑制繁殖所需酶的合成，进而导致微生物死亡，所以该产品不会产生抗药性。多项独立验证试验表明该产品对各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7~10 天。

### 操作说明

直接将 **细胞房除菌剂** 喷洒于细胞房的空间、墙面及死角处，喷两层即可快速杀灭常见污染源，也可将脱脂棉球浸泡除菌剂后擦拭使用。喷洒本品后，需将细胞房或实验室密闭 10~20min 后再使用。

- 注：1. 建议一周处理一次，配合紫外线使用效果更佳；
2. 建议每立方米使用量为 5~8mL，如 10m<sup>2</sup>、高 3m 的房间推荐用量为 150mL；
3. 污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。若室内墙壁上有霉菌生长，可喷洒于墙壁表面，或者用浸泡后的棉球擦拭。

### 注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。

版本号：20B10