

## 即用型 LB 平板培养基 Ready-to-use LB Agar Plate

本产品常温运输: 保存于4°C, 保质期6个月。





### 货号规格

|        |                        |
|--------|------------------------|
| HRH003 | 9 cm 平皿 × 12 个 (氨苄抗生素) |
| HRH004 | 9 cm 平皿 × 12 个 (卡那抗生素) |

### 产品内容

| 名称           | 数量    |
|--------------|-------|
| 即用型 LB 平板培养基 | 12 个  |
| 一次性涂布棒       | 12 个  |
| SOC 无抗性培养基   | 10 mL |

### 产品特点

-  **超长保质期**——保质期长达6个月(传统自制平板培养基的保质期最长仅为1~2个月左右);
-  **更高保水性**——本产品的琼脂胶体不易失水, 在整个有效期内均能保持足够的湿润度;
-  **透明度更高**——选用优质琼脂, 胶体透明度更高, 更易辨识菌落;
-  **方便快捷**——即取即用, 省却了制备平板培养基的繁琐操作。

### 产品说明

本产品为预添加抗生素的即用型LB平板培养基, 单个独立包装, 经伽马射线灭菌, 即取即用, 在4°C下可稳定保存6个月。

### 抗生素浓度

- HRH003 中氨苄青霉素浓度为100 µg/mL;
- HRH004 中卡那霉素浓度为50 µg/mL。

### 注意事项

- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 本产品仅限科研使用。

版本号: 20J28