

水盘除菌剂 Tray Cleaner

本产品常温运输；常温阴凉处保存，保质期 18 个月。

货号规格

CX103 100 mL

产品特点

- CL广谱高效**——专门用于清除培养箱水盘中的细菌、真菌及支原体等微生物污染，不会出现细菌耐药性等问题；
- CL安全性高**——无刺激无腐蚀，不挥发，7~10 天即可完全降解，小鼠及家兔灌喂及刺激试验无任何不良反应；
- CL使用方便**——操作方便，省时省力。

产品简介

CX103 主要成分为阳离子多肽类抗菌素，专门用于清除培养箱水盘中的细菌、真菌、支原体等微生物。由于其作用机理是物理机械性打破菌体细胞壁并抑制繁殖所需酶的合成，进而导致微生物死亡，所以该产品不会产生抗药性。多项独立验证试验表明该产品对各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7~10 天。

操作说明

- 使用 75%酒精或者 **培养箱除菌剂 (CX102)** 将培养箱水盘内壁清理干净；
- 将 **水盘除菌剂** 按照 1:100 加入到水盘水体内 (高压灭菌水)。推荐使用量：每 1L 灭菌水内加 10 mL **水盘除菌剂**，每 7~10 天更换一次。

注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。

版本号：21J20