

即用型 LB 平板培养基 Ready-to-use LB Agar Plate

本产品常温运输：保存于4℃，保质期6个月。





货号规格

HRH003	9 cm 平皿×12 个(氨苄抗生素)
HRH004	9 cm 平皿×12 个(卡那抗生素)

产品内容

名称	数量
即用型 LB 平板培养基	12 个
一次性涂布棒	12 个
SOC 无抗性培养基	10 mL

产品特点

-  **超长保质期**——保质期长达6个月(传统自制平板培养基的保质期最长仅为 1~2 个月左右)；
-  **更高保水性**——本产品的琼脂胶体不易失水，在整个有效期内均能保持足够的湿润度；
-  **透明度更高**——选用优质琼脂，胶体透明度更高，更易辨识菌落；
-  **方便快捷**——即取即用，省却了制备平板培养基的繁琐操作。

产品说明

本产品为预添加抗生素的即用型LB平板培养基，单个独立包装，经伽马射线灭菌，即取即用，在4℃下可稳定保存6个月。

抗生素浓度

- HRH003 中氨苄青霉素浓度为100 µg/mL；
- HRH004 中卡那霉素浓度为50 µg/mL。

注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。

版本号：21I06