

## Tris/MOPS/SDS电泳缓冲液(20×) Tris/MOPS/SDS Running Buffer (20×)

本产品常温运输; 4℃避光保存, 不可冷冻, 保质期12个月。

### 货号规格

PS120	500 mL
PS120S	250 mL

### 产品简介

3-(N-吗啉基)丙磺酸简称 MOPS, 是一种生物缓冲试剂, 常用于电泳缓冲液的配制。本公司生产的 Tris/MOPS/SDS 电泳缓冲液由 Tris、MOPS、SDS 等组成, 适用于 Bis-Tris 体系的凝胶电泳, 25℃时其 pH 值为 7.7 左右。

### 使用说明

本产品为 20× 浓缩液, 请用蒸馏水或去离子水稀释至 1× 电泳缓冲液后方可使用。

### 注意事项

1. 本产品在环境温度较低时可能会有结晶析出, 此为正常现象。可加热助溶, 待溶解完全后再行稀释使用;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

版本号: 21H06