

即用型 LB 平板培养基

Ready-to-use LB Agar Plate

本产品常温运输；保存于4°C，保质期6个月。

货号规格

| 货号 | 规格 |
|--------|-------------------|
| HRH003 | 9 cm平皿×10个(氨苄抗生素) |
| HRH004 | 9 cm平皿×10个(卡那抗生素) |

产品特点

- 超长保质期** —— 保质期长达 6 个月（传统自制平板培养基的保质期最长仅为 1~2 个月左右）；
- 更高保水性** —— 本产品的琼脂胶体不易失水，在整个有效期内均能保持足够的湿润度；
- 透明度更高** —— 选用优质琼脂，胶体透明度更高，更易辨识菌落；
- 方便快捷** —— 即取即用，省却了制备平板培养基的繁琐操作。

产品说明

本产品为预添加抗生素的即用型 LB 平板培养基，单个独立包装，经伽马射线灭菌，即取即用，在 4°C 下可稳定保存 6 个月。

抗生素浓度

- HRH003 中氨苄青霉素浓度为 100 $\mu\text{g}/\text{mL}$ ；
- HRH004 中卡那霉素浓度为 50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

注意事项

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 本产品仅限科研使用。

