

His-Tag鼠单克隆抗体

His-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Recombinant)

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF307	100 μL
LF307S	20 μL

产品简介

本抗体为高纯度的重组鼠单克隆抗体，可高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端和内部的六个连续组氨酸标签,而不受邻近氨基酸组成的影响,可用于检测各种表达载体表达的 His-Tag 融合蛋白。

- 克 隆 号 60B89A55
- 缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防 腐 剂 0.02% sodium azide
- 应用范围 Western Blot (WB), Immunofluorescence (IF)
- 推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
- Western Blot: 1:1,000~1:5,000;
- Immunofluorescence: 1:100~1:200。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

