

GST-Tag鼠单克隆抗体

GST-Tag Mouse Monoclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF305	100 μL
LF305S	20 μL

产品简介

本抗体为高纯度的鼠单克隆抗体，与 GST 结构域具有高亲和性，可灵敏特异地检测各种 GST 编码载体表达的 GST-Tag 融合蛋白。

克 隆 号 6D2
缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防 腐 剂 0.02% sodium azide
应用范围 Western Blot(WB)
推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:5,000

注意事项

- 1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
- 2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 3. 本产品仅限科研使用。

