

HRP标记β-actin兔多克隆抗体

β-actin Rabbit Polyclonal Antibody, HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF202-HRP	100 μL
LF202S-HRP	20 μL

产品简介


本抗体为 HRP 标记兔多克隆抗体,β-actin 的抗体是研究其在细胞内的分布和细胞骨架的有力工具。β-actin 是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质,也是肌肉细丝及细胞骨架微丝的主要成分。它分布广泛,分子量为 42~43 kDa,具有高度保守性,在细胞中的表达相对稳定,因此常被用于校正系统的内参。

- 缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防腐剂 0.1% Proclin-300
- 应用种属 人、大鼠、小鼠、猴、鸡、仓鼠、绵羊、非洲爪蟾
- 应用范围 Western Blot(WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:1,000 ~ 1:5,000

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果,请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



Western Blot analysis of β-actin expression in cell line of HeLa. Lysates at 20 μg per lane. LF202-HRP was used as the primary antibody (1:1,000). Chemiluminescent detection was performed using Omni-ECL™ Femto Light Chemiluminescence Kit (SQ201).