

HRP标记His-Tag鼠单克隆抗体

His-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Recombinant), HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF307-HRP	100 μL
LF307S-HRP	20 μL

产品简介


本抗体为高纯度的 HRP 标记重组鼠单克隆抗体，可高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端和内部的六个连续组氨酸标签，而不受邻近氨基酸组成的影响，可用于检测各种表达载体表达的 His-Tag 融合蛋白。

克隆号 60B89A55
缓冲液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防腐剂 0.1% Proclin-300
应用范围 Western Blot (WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
 Western Blot: 1:5,000~1:10,000。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



Western Blot - HRP-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody【60B89A55】
 All lanes: LF307-HRP at 1:5,000 dilution
 Lane 1: 50 kDa His-Tag antigen 100 ng
 Lane 2: 65 kDa His-Tag antigen 10 ng
 Developed using the ECL technique (Cat. No. SQ201).



雅酶®

本产品仅供科研使用, 请勿用于临床诊断及其它用途
 技术支持: 400-058-8030 info@epizyme.cn