

HRP标记Strep-Tag II鼠单克隆抗体

Strep-Tag II Mouse Monoclonal Antibody (Recombinant), HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF316-HRP	100 μL
LF316S-HRP	20 μL

产品简介

本抗体为高纯度的 HRP 标记重组鼠单克隆抗体，对 8-aa StrepTag II 肽具有高特异性和亲和力，可用于检测各种表达载体表达的 StrepTag II 融合蛋白。

克 隆 号 31R44J85
 缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
 防 腐 剂 0.1% Proclin-300
 应用范围 Western Blot (WB)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
 Western Blot: 1:5,000~1:10,000。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
3. 本产品仅限科研使用。

