

Tris/Tricine/SDS电泳缓冲液速溶颗粒

Tris-Tricine-SDS

本产品常温运输；常温保存，保质期36个月。

货号规格

货号	规格
TF106	500 mL × 20

产品简介

本产品为白色或淡黄色速溶颗粒,每袋速溶颗粒可配制 500 mL 1×Tris/Tricine/SDS 电泳缓冲液。使用本产品进行 Tricine-SDS-PAGE,无需区分阳极缓冲液和阴极缓冲液。

操作步骤

1. 将大约 300 mL 蒸馏水倒入烧杯,并向其中缓慢加入 1 袋 **Tris/Tricine/SDS 电泳缓冲液速溶颗粒**,搅拌溶液直至颗粒完全溶解;
2. 向步骤 1 所得溶液中加入蒸馏水,定容至 500 mL,即为 1×Tris/Tricine/SDS 电泳缓冲液。

注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

