

NusA-Tag兔单克隆抗体

NusA-Tag Rabbit Monoclonal Antibody (Recombinant)

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF318	100 μL
LF318S	20 μL

产品简介


本抗体为高纯度的重组兔单克隆抗体，对 NusA Tag 具有高特异性和亲和力，可用于检测各种表达载体表达的 NusA Tag 融合蛋白。

克 隆 号 58K49T33
缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防 腐 剂 0.02% sodium azide
应用范围 Western Blot (WB), Immunofluorescence (IF)

推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:1,000~1:5,000;
Immunofluorescence: 1:100~1:200。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。



Western Blot - NusA-Tag Rabbit Monoclonal Antibody
All lanes: LF318 at 1:5,000 dilution
Lane 1: 70 kDa NusA antigen 100 ng
Secondary antibody: Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), HRP Conjugated
(Cat. No. LF102) at 1:5,000 dilution
Developed using the ECL technique (Cat. No. SQ201).