

HRP标记二抗，山羊抗兔IgG

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20℃保存24个月。

货号规格

货号	规格
LF102	100 μL

产品介绍

HRP (Horseradish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶，可以催化 DAB、TMB 等底物显色或催化 ECL 等化学发光试剂产生化学反应而发光。本产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的山羊抗体，特异识别兔 IgG(H+L)，检测灵敏度高，本底低，对其它种属 IgG 无明显交叉反应，可用于 Western Blot、ELISA 检测。

免 疫 原	兔 IgG
缓 冲 液	10 mM PBS (pH 7.4), 50% glycerol
稳 定 剂	10 mg/mL BSA (IgG-free and protease-free)
防 腐 剂	0.05% sodium thimerosal
推荐浓度	ELISA and Western Blot with chromogenic substrates: 1:1,000~1:4,000; Western Blot with ECL substrates: 1:2,000~1:10,000。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。

