

HRP标记DYKDDDDK-Tag鼠单克隆抗体

DYKDDDDK-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Recombinant), HRP Conjugated

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF303-HRP	100 μL
LF303S-HRP	20 μL


产品简介

本抗体为 HRP 标记的重组鼠单克隆抗体。该抗体高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端的 DYKDDDDK 标签，而不受邻近氨基酸组成的影响，可用于检测各种表达载体表达的 DYKDDDDK-Tag 融合蛋白。

克 隆 号 29D22L75
缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防 腐 剂 0.1% Proclin-300
应用范围 Western Blot(WB)
推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
Western Blot: 1:5,000 ~ 1:10,000

注意事项

- 1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
- 2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 3. 本产品仅限科研使用。



Western Blot – HRP-DYKDDDDK-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Cat#LF303-HRP)
All lanes: LF303-HRP at 1:5,000 dilution
Lane 1: 50 ng EGFP-DYKDDDDK-Tag
Lane 2: HeLa cell lysates
Lane 3: 293T cell lysates (Myc-EGFP)
Lysates at 10 μg per lane.
Developed using the ECL technique (SQ201).
Performed under reducing conditions.