

Strep-Tag II鼠单克隆抗体

Strep-Tag II Mouse Monoclonal Antibody (Recombinant)

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF316	100 μL
LF316S	20 μL

产品简介

本抗体为高纯度的重组鼠单克隆抗体，对 8-aa StrepTag II 肽具有高特异性和亲和力，可用于检测各种表达载体表达的 StrepTag II 融合蛋白。

- 克 隆 号31R44J85
- 缓 冲 液10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防 腐 剂0.02% sodium azide
- 应用范围Western Blot (WB), Immunofluorescence (IF)
- 推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
- Western Blot: 1:1,000~1:5,000;
- Immunofluorescence: 1:100~1:200。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
3. 本产品仅限科研使用。

