

GF555标记二抗，山羊抗小鼠IgG

Goat Anti-Mouse IgG (H+L), GF555 Conjugated

本产品冰袋运输；4℃避光保存24个月。

货号规格

货号	规格
LF109	100 μL

产品介绍

本产品为 GF555 荧光染料（最大激发波长是 557 nm，最大发射波长是 576 nm）标记的经亲和纯化的山羊抗体，特异识别小鼠 IgG (H+L)，检测灵敏度高，本底低，对其它种属 IgG 无明显交叉反应，可用于免疫荧光检测。

免 疫 原	小鼠 IgG
浓 度	2 mg/mL
缓 冲 液	10 mM PBS (pH 7.2)
稳 定 剂	2 mg/mL BSA (IgG-free and protease-free)
防 腐 剂	0.05% Sodium Azide
应用范围	Immunofluorescence (IF)
推荐浓度	Immunofluorescence 1:1,000~1:2,000

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。