

β-tubulin兔单克隆抗体

β-tubulin Rabbit Monoclonal Antibody

本产品冰袋运输；-20℃保存，质保期为自收货后24个月内，-20℃保存时无需分装。

货号规格

货号	规格
LF214	100 μL
LF214S	20 μL

产品简介

本抗体为兔单克隆抗体。微管是细胞骨架的重要组成部分，存在于所有哺乳动物细胞。它由分子量约 55 kDa 的 α 微管蛋白 (α-tubulin) 和β微管蛋白 (β-tubulin) 组成，并以 αβ 异源二聚体的形式存在。其中β-Tubulin 蛋白表达水平相对恒定，常被用于 Western Blot 检测时校正系统的内参照。

- 克 隆 号 97M64K72
- 缓 冲 液 10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
- 防 腐 剂 0.02% sodium azide
- 应用种属 人、大鼠、小鼠
- 预测种属 猴、狗、鸡、仓鼠、兔、绵羊、酵母
- 应用范围 Western Blot (WB)、Immunohistochemistry (IHC)、Immunofluorescence (IF)
- 推荐浓度 (最适浓度需根据具体情况调试)
- Western Blot: 1:5,000~1:20,000
- Immunohistochemistry: 1:100~1:500;
- Immunofluorescence: 1:100~1:500。

注意事项

1. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
3. 本产品仅限科研使用。

