

# Trx-Tag兔单克隆抗体

Trx-Tag Rabbit Monoclonal Antibody (Recombinant)

本产品冰袋运输；-20°C保存，质保期为自收货后24个月内，-20°C保存时无需分装。

## 货号规格

货号	规格
LF317	100 $\mu$ L
LF317S	20 $\mu$ L

## 产品简介

本抗体为高纯度的重组兔单克隆抗体，对硫氧还蛋白 (Trx) 标签具有高特异性和亲和力，可用于检测各种表达载体表达的 Trx Tag 融合蛋白。

克隆号	87F97H63
缓冲液	10 mM PBS(pH 7.4), 50% glycerol
防腐剂	0.02% sodium azide
应用范围	Western Blot (WB), Immunofluorescence (IF)

**推荐浓度** (最适浓度需根据具体情况调试)  
Western Blot: 1:1,000~1:5,000;  
Immunofluorescence: 1:100~1:200。

## 注意事项

1. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
3. 本产品仅限科研使用。

