

Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液(10×)

Tris/Glycine/SDS Running Buffer(10×)

本产品常温运输；保存于室温，保质期 12个月。

货号规格

货号	规格
PS105	5 L
PS105S	500 mL

产品简介

10×Tris / 甘氨酸 / SDS 电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液,含有: 0.25 M Tris, 1.92 M 甘氨酸, 1%SDS, pH8.3。

使用说明

本产品为 10× 浓缩液,请用蒸馏水或去离子水稀释至 1× 电泳缓冲液后方可使用。

注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅限科研使用。

